

Celltac ES

Automated Hematology Analyzer
MEK-7300

Extremely simple

WBC 5 part differential



Reliable

Statistik yang disempurnakan

- Perhitungan yang disempurnakan* untuk nilai PLT atau WBC yang rendah agar nilainya lebih terpercaya.

* Ketika nilai PLT atau WBC rendah, sampel akan ditambahkan secara otomatis oleh alat untuk dianalisis.

Friendly

Pengoperasian sederhana (Stress-free)

- Layar sentuh berwarna yang berukuran besar memberikan keleluasaan dalam pengoperasian alat.
- Dapat kembali ke mode awal dan proses pembersihan yang otomatis pada alat dapat mempersingkat waktu pengoperasian alat (saat alat dinyalakan dan dimatikan).

Efficient

Alur kerja yang singkat

- Hanya memerlukan 55 μ L sampel untuk pemeriksaan WBC
- Sampel sebanyak 10 μ L/ 20 μ L dapat diukur dengan mode pre-dilusi.
- Mode pengukuran yang digunakan :
Terbuka, Tertutup, Pre-dilusi, WBC tinggi, dan WBC rendah

made in Japan

Fighting Disease with Electronics
NIHON KOHDEN

KEMENKES RI No. 20205511202

Spesifikasi

Parameter	WBC, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE, LY, MO, EO, BA, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV, PDW
Metode pengukuran	WBC, RBC, PLT – metode impedansi HCT – kalkulasi dari histogram HGB – deteksi optik cyanmethemoglobin WBC 5 part differential – metode optik
Model pengukuran	Terbuka Tertutup Pre-dilusi WBC tinggi WBC rendah
Waktu pengukuran	± 60 detik/sampel
Volume sampel	55 µL (CBC + Diff), 30 µL (CBC) untuk mode pengukuran normal 10 or 20 µL untuk mode pre-dilusi
Penyimpanan data	15,000 termasuk hasil scattergram dan histogram dapat disimpan di dalam SD card
Layar LCD	10.4 inci, 800 × 600 titik TFT-LCD
Dimensi	382 × 465 × 532 (mm)
Bobot	± 35 kg

Option

Up to 15,000 results can be stored.

SD card
QM-001D
Y154D



KEMENKES RI No. 20205511202

SD is a trademark of SD-3C, LLC.
Brosur ini dapat direvisi atau dirubah sewaktu-waktu oleh Nihon Kohden tanpa pemberitahuan.

Distributed by:



PT. GANDASARI EKASATYA
Medical, Laboratory, Scientific Supply & General Trading

Jl. Kemanggisan Ilir Raya Blok C No. 15B
Anggrek Neli Murni Jakarta 11480
Telp. : (021) 5360030 Fax. : (021) 5360040 - 41 Hotline : 08111707807
E-mail : support@gandasari-ekasatya.co.id
www.gandasari-ekasatya.co.id

Manufactured by:



NIHON KOHDEN

NIHON KOHDEN TOMIOKA CORPORATION
486, Nanokaichi, Tomioka-shi, Gunma, Japan

Via:

NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8560, Japan
Phone +81 (3) 5996-8036 Fax +81 (3) 5996-8100
www.nihonkohden.com